

—Mio Pai2アプリマニュアル—



PERSONAL ACTIVITY

INTELLIGENCE

Mio SLICEをお買い上げ頂き誠に有難うございます。
当製品の専用アプリ「Mio Pai 2」を使用することで毎日の運動量、心拍数、カロリー、歩数、距離、睡眠時間、Paiスコアの管理とMio SLICEの設定が出来ます。

※初期設定方法に関しましては製品同梱の簡単設定ガイドをご確認ください。



注1

アプリとペアリング時はワークアウトモードを使用していないで計測した心拍数を表示します。


注2

同期をしていない場合、以前同期した残量が表示されます。

注3

使用した日から1週間で100を目指しましょう。



Mio Pai2アプリマニュアル



注4

をタップすると心拍データの詳細を確認することができます。

1日の心拍数をLow(低)Mod(中)High(高)に分け、それぞれの強度の滞在時間、及び獲得したPaiスコア数を表示しています。
(時 = h/分 = m)



注5

をタップすると手動で運動時間、運動強度を入力することができます。入力された運動時間、運動強度を元にPaiスコアが算出されます。もし、SLICEを使用しないで運動をした場合、こちらのマニュアル入力をご利用してください。

Mio Pai2アプリマニュアル



注 6

> をタップすると右図の画面になりSLICEの設定が出来ます。

注 7

オンにすると顔に向けるようにすると自動でSLICEのディスプレイが点灯します。

注 8

装着する腕を正しく設定することで画面自動表示がし易くなります。

※設定した内容はアプリ内にありますsaveをタップしますと本体に反映されます。

